

INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

Este folheto informativo contém informação importante para uma correcta utilização deste produto com segurança. Por favor leia atentamente este folheto informativo e mantenha-o na sua posse para o caso de necessitar de o consultar mais tarde. É muito importante que o utilizador cumpra as indicações do seu especialista assim como as instruções contidas neste folheto informativo para uma correcta utilização deste produto.

1. DESCRIÇÃO-DUOLENS é uma solução para limpar e desengordurar as lentes de contacto moles e rígidas permeáveis ao gás (RPG). Utilize-o diariamente tal como indicado nas instruções para a utilização.

2. MODO DE UTILIZAÇÃO -1- Lave muito bem as mãos. 2- Sobre a palma da mão, esfregue com cuidado ambas as faces da lente utilizando uma quantidade adequada de DUOLENS. 3- Enxague com *Aseptilens Sok*, se utiliza lentes moles, ou com *Hefilcon Humectante* se utiliza lentes RPG. 4- Guarde as lentes no estojo porta-lentes, totalmente submergidas em *Aseptilens Sok* ou em *Hefilcon Humectante*, durante toda a noite ou, no mínimo, durante 6 horas. 5- Antes de inserir novamente a lente no olho, poderá enxaguá-la novamente com *Aseptilens Sok* (no caso de lentes moles) ou com *Hefilcon Humectante* (no caso de lentes RPG).

3. PRECAUÇÕES- Evite o contacto de DUOLENS com os olhos. Pode causar irritação. Evite tocar noutras superfícies com a extremidade do conta-gotas. Mantenha o frasco fechado. Verifique que a embalagem se encontra intacta antes da primeira utilização. Utilizar todo produto em 90 dias após a abertura da embalagem. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Não utilizar este produto se for alérgico a algum dos seus componentes.

4. COMPOSIÇÃO- Ácido bórico, tetraborato de sódio, hidroxietilcelulose, cocoamfodiacetato dissódico, álcool isopropílico 20,0% , edetato dissódico 0,1% em água purificada.

5. SIMBOLOGIA- A simbologia utilizada neste folheto informativo e no rótulo do produto teve como base a norma EN 980 de símbolos gráficos harmonizados nos rótulos de produtos de saúde.

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
	CONSULTAR INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO
	FABRICANTE
	PRECAUÇÕES. LER ATENTAMENTE.
	PROTEGER DA LUZ DO SOL
	MANTER Á TEMPERATURA ASSINALADA

6. DADOS DO FABRICANTE

Laboratorios Lenticon S.A.
Ronda de Valdecarrizo 41B
E 28760 Tres Cantos. Madrid. España

Versão 1
Data – 2017/02

Distribuído em Portugal por



info@orsolutions.pt