

GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

- Antes de colocar a lente aconselhamos a visualização do filme explicativo disponível no site (www.orsolutions.pt).
- Chamamos ainda a sua atenção para os procedimentos de limpeza discriminados em baixo.
- Relativamente à limpeza das lentes AKS, deverá utilizar sempre que possível os produtos recomendados pelo fabricante: **LCS Clean 40ml** (detergente) e a solução de manutenção **LCS GP Multi 240ml**.

1 - Primeira utilização da lente:

- Esfregar bem cada uma das superfícies com LCS Clean
- Enxaguar o detergente (LCS Clean) com solução salina, soro fisiológico (sem conservantes) ou até mesmo com o LCS GP Multi
- Se enxaguar a lente com solução salina ou soro fisiológico, deverá, posteriormente, enxaguar bem a lente em LCS GP Multi
- Para preparar a lente na ventosa, encher bem a superfície côncava da lente com solução salina ou soro fisiológico (sem conservantes)
- Colocar a lente no olho

2 - Limpeza diária:

- Antes de colocar a lente no olho, enxaguar a lente com solução salina, soro fisiológico ou até mesmo com o LCS GP Multi
- Se enxaguar a lente com solução salina ou soro fisiológico, deverá, posteriormente, enxaguar bem a lente em LCS GP Multi
- Para preparar a lente na ventosa, encher bem a superfície côncava da lente com solução salina ou soro fisiológico (sem conservantes)
- Colocar a lente no olho

3 - Depois de utilizar a lente durante o dia:

- Retirar a lente
- Limpar bem a lente com LCS Clean (esfregar ambas as superfícies)
- Enxaguar a lente com solução salina, soro fisiológico ou até mesmo com o LCS GP Multi
- Encher com LCS GP Multi, os compartimentos OD e OE do estojo porta-lentes
- Guardar as lentes no compartimento do estojo correspondente

As lentes de contacto AKS têm uma validade de 18 a 24 meses, de acordo com a utilização diária de cada doente.